

# PEMF×テラヘルツ波 新時代の理学療法機器

足を乗せるだけで細胞を呼び覚ます  
【 TeraP-90 】

若 返 り

疲労回復

全身活性

基礎体温  
上昇

痛み緩和



30分で自動停止  
参考価格¥185,900-

足裏から全身に有益な電磁周波数の生体電流が駆け巡る

自然治癒力アップ、アーシング効果、リラクセス効果、関節ケア、筋力アップ、骨粗鬆症予防  
術後の回復促進・骨折後のリハビリに効果的

体を芯から温め新陳代謝を促進し、細胞を若返らせる

目に特化した世界最小のPEMF発生器  
【 Galaxy G-one 】

快 眠 導 入

首・肩こり  
緩和

眼精疲労  
軽減



アイケアマッサージ機器 / 15分で自動停止  
参考価格¥95,000

ブルーライトが水晶体を傷つけるのを緩める、近眼老眼改善  
ドライアイ・充血・クマ・瞼の弛み、眼瞼痙攣緩和  
シミ、シワ予防、白髪・抜け毛緩和、視界が明るくなる

Ⓢ 緑内障進行の方は、ベルトを緩めてこめかみに刺激を与えないよう  
指圧モードを避けてください。14歳以下の使用は勧めていません

7つのモード

モード	PEMF	指圧	振動	温熱
1	○	○	○	○
2	○	○		○
3	○	○	○	
4	○		○	○
5	○	○		
6	○		○	
7	○			○

ドライヤー型 PEMF 温風器  
【 Vitality WAND 】

血 流 促 進

肌 弾 力  
U P

ストレス  
緩 和



60度回転のスタンド付き/45分で自動停止  
参考価格¥111,000-

血液循環と新陳代謝を促し、筋肉の疲労と硬直を緩和する  
神経痛・関節炎・リウマチ・椎間板ヘルニア・肩こり・腱鞘炎緩和  
深部の冷え、浮腫解消・セルライト予防・肉割れ、首の弛み・シワ改善  
フェイスラインが引き上がる、髪の毛にツヤとコシがでる

4つのモード

モード	PEMF	テラヘルツ	温風
0	○	×	なし
1	○	○	60℃
2	○	○	70℃
3	○	○	80℃

“高濃度マイナスイオン発生”空気清浄機  
【 A9 Smart Anion BamaAir 】

ウイルス  
対 策

森 林 浴  
効 果

除 菌

除 塵



温度計・湿度計・時計・ライト  
音楽再生・アラーム機能付  
参考価格¥95,000

持ち運びしやすく軽量、細胞の活性化を促す  
マイナスイオンが滝つぼの2億倍。一瞬で空気を浄化し、整える  
自然治癒アップ、免疫力アップ、活性酸素の除去、感染症対策



《 取扱店 》 ゆめば株式会社/波動量子スパ manaca

〒659-0092 兵庫県芦屋市大原町 5-22 セルフリッジ芦屋 3F

☎0797-69-7375 ✉info@yumeba.com

チラシが不要な場合は処分してください 2025.08



manaca HP



公式 Instagram

# 「TeraP-90」 自宅での活用法

## ゆめば流 安全な乗り方のご案内

**TeraP-90 は、PEMF(パルス電磁場)とテラヘルツ波を融合した理学療法機器**です。

レベルは 1～10 までの数字があります。PEMF はどの数字も同一です。数字を上げれば上げるほどテラヘルツが強くなります。乗り始めの数日間は、はっきりした体感を得るため 3～5 の数字で乗ります。

その後毎日乗る場合は、なるべく小さい数字(1～3)で乗ることをお勧めしています。高い数字で乗り続けると体内に熱が入りすぎ、頭痛がする、体がのぼせる、等の状態になる場合があります。使用中や使用後に、心拍が上がり 動悸が治まらない等の症状が出た場合は、すぐに数字を小さくしてご使用ください。

メーカーは、6 時間以上あけて 1 日 2 回乗ることを推奨していますが、ゆめば独自の施術を受けられている方は、体内の循環が大変良いので 1 日 1 回の使用でも十分です。骨や筋肉の若返りが着実に進みます。

どうぞリラックスして 30 分間の休息をお楽しみくださいませ。

## ご購入の方へ

- ・心臓のペースメーカーを付けている方、妊娠中、8 歳以下のお子様は使用できません
- ・機器は、海外仕様のため 3 口コンセントです。2 口変換のプラグをご購入ください。
- ・海外で使用する場合は、必ず変電機を使用してください。日本仕様は 100 ボルトになっているため海外では機器が焼けて故障します。その場合の修理は自費になります



## △ 使用中の注意事項

- ・Tera P-90 を乗ってよく眠れる方と、逆に目が冴える方がおられます  
足を乗せる時間帯や強度は、色々試しながらお体合わせてご使用ください
- ・主電源横のヒータースイッチを入れると熱くなりすぎる場合があります。「切」の状態でのご使用をおすすめします
- ・機器使用中は、全てのアクセサリを取り、電子機器の使用は控えてください
- ・磁器ネックレス、ピップエレキバンを付けている方は外してご使用ください
- ・機器使用中、また前後の時間は水分補給をしっかりとってください
- ・足の裏が密着しにくい人は、膝を紐でくるなど対処してください。
- ・静電気が起きますので、素肌がくっつかないように、布を挟むなどご留意ください
- ・通電板から足が出ないようにしてください。通電板の縁に足が当たると静電気を発する場合があります
- ・使用後は、毎回主電源を切ってください
- ・両手を乗せて使用すると心臓に負担がかかるそうです。足以外は乗せないでください
- ・寝たきりの方は、膝を立てて乗せる、又はベッドの下に足を垂らして乗せる等  
お体に合わせてご使用ください。その場合、機器が逆さまにならないようご注意ください
- ・食事中的の使用は避けてください
- ・人工透析の方は、小さい数字で使用してください
- ・肝臓移植された方で日常生活を支障なく過ごされている方は、使用可能です
- ・手術後は、血流が良くなるため、経過観察後に使用してください
- ・検電ペンがあればそれを使用し、他の方に体内の通電を確認してもらってください